



心系列

專業·精準 | 一站式專業健康體檢流程

精心之選

專業·精準

心臟病 檢測

TBM THE BEAUTY + MEDICAL



康健國際健康管理中心  
Town Health International Health Management Centre

(上市公司股票編號 3886 旗下品牌)

THM



心系列

# 精心之選 - 心臟病檢測


## 潛在危機 - 解讀心臟病計時炸彈



身體的血管會隨年齡上升而出現硬化，所以血管硬化程度可反映血管年齡。正常情況下，血管年齡與實際年齡應該相若，然而，對於有高膽固醇、高血壓或高血糖等高危人士，他們的血管年齡可能會大於實際年齡，這代表血管已經出現未老先衰，損害身體健康。

心臟病令心臟功能減弱，而身體其他器官亦會受到影響，甚至可能會猝然死亡。可見心臟病是一種隱形殺手，有心血管嚴重堵塞的病人往往在劇烈運動時，血液無法供到心肌才發病。為了幫助人們提早揪出隱形炸彈，康健集團引入先進的電腦斷層掃描儀，不但縮短檢查時間，更得出較清晰及準確的心血管影像，及早為病人進行相關治療。

### 每年心臟病死亡人數\*



### 高危一族



糖尿病



高血壓



吸煙人士

## 拆解心臟病之謎

沉  
默  
的  
殺  
手

### 1 遺傳性及先天性心臟病

在母體內因受到遺傳基因及染色體異常，或是在胎兒期間受到感染而導致出現先天性心臟結構或功能異常。

### 2 風濕性心臟病

由咽喉部位受到鏈球菌感染造成，導致身體出現自免疫力失調，從而誘發心臟瓣膜狹窄閉塞，心律不整，心臟衰竭。

### 3 原發性心肌病

是一組原因未明的以心肌病變的心臟疾病。主要透過一些外來因素如感染、新陳代謝、藥物等突然使心肌變化及衰竭。

### 4 冠心病

主要由於膽固醇沉積於動脈內壁而引起冠狀動脈管腔收窄硬化。使心肌的血管受到因血液供應減少而阻塞，導致心絞痛的出現，甚至引起足而致命的心肌梗塞。

### 5 高血壓性心臟病

因長期慢性高血壓引起的心臟疾病。血壓升高使心臟需要以較高的動力才能將血液推出，這令心室負荷加重，引起心肌肥大及肺高壓症，令動脈硬化，引起心臟病。

心臟病  
5大類

### 自我檢測常見特徵：

- |                                 |   |                               |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 心絞痛    | <input type="checkbox"/> 氣促、出冷汗         | <input type="checkbox"/> 家族遺傳 |
| <input type="checkbox"/> 胸部呈壓迫感 | <input type="checkbox"/> 暈眩、乏力          |                               |
| <input type="checkbox"/> 心律紊亂   | <input type="checkbox"/> 噁心、作嘔          |                               |
| <input type="checkbox"/> 水腫     | <input type="checkbox"/> 劇痛可擴展至頸部、手臂及下顎 |                               |



心系列

# 最全面超聲波檢查及電腦掃描

## 心臟超聲波掃描 Echocardiogram



心臟超聲波是一種非創傷性而又精確的心臟影像檢查方法，利用高頻率聲波作多方位及多角度掃描心臟，即時顯示清晰的圖像，**能了解檢測者的心臟結構和心瓣活動情況，評估左右心室的功能，包括心臟的形狀和大小、心臟泵血和舒張功能、心臟瓣膜關閉不全或者狹窄、先天性心臟缺陷、以**

**及冠狀動脈疾病引起的心肌損傷的定位和嚴重程度。**

康健引入先進的心臟超聲波儀器，透過儀器即時可獲得高質的超聲圖像，提供快捷、優質的心臟檢測。

檢查方法

檢查者於胸膛上貼上電極，並在左胸口附近塗上透明啫喱，透過超聲波掃描器以得出圖像作診斷。



## 頸動脈血管造影 Carotid Angiogram

頸動脈血管造影具有**非創傷性、簡易、安全**的優點，能清晰地呈現出血管中膜是否增厚，斑塊形成的部位、大小，是否有血管狹窄及狹窄程度、有無閉塞等情況。另外，此方法**能準確地偵測血管的病變**，當中包括狹窄、阻塞、動脈瘤、動靜脈畸形、腦瘤等。並能透過觀察動脈阻塞後，側

枝循環發展的情況。對血管性病變的診斷、治療及追蹤助益甚大。

檢查方法

檢查前護士會把一根細小的輸液導管放入病人的手臂或手背上的靜脈血管中，待正式造影時，放射技師會經這導管注入顯影劑於檢查者體內，電腦掃描機便可將頸動脈血管拍攝成清晰影像，醫生便可根據影像分析血管內的情況。

注意事項

如果病人對顯影劑有敏感反應、腎臟功能不正常或孕婦都不適宜進行此檢查。

## 冠狀動脈造影 Coronary Angiogram

冠狀動脈造影**能直接觀察冠狀動脈形態，是診斷冠心病的一種常用而且有效的方法**，現已廣泛應用於臨床。有別於一般的心電圖，冠狀動脈造影透過檢查冠狀動脈有否收窄，結合快速X光掃描及多切面的電腦斷層技術，無創傷性的檢測可即時產生詳細的3D心臟冠狀動脈分枝影像，用於**顯示冠狀**


**動脈鈣化和脂肪斑塊所在的位置及阻塞程度。**醫生可根據冠狀動脈病變程度和範圍而進行介入治療。

檢查方法

非創傷性的檢查方法如上。  
(請參照頸動脈血管造影的檢查方法)

注意事項

如果病人對顯影劑有敏感反應、腎臟功能不正常或孕婦都不適宜進行此檢查。



已包含項目

### 基本身體指標

身高  
體重  
身體質量指數  
腰圍  
臀圍  
腰臀圍比例  
血壓

### 全方位個人健康評估

個人健康病歷評估  
家族健康紀錄評估  
敏感病評估  
生活習慣健康評估  
荷爾蒙分泌及身體機能評估  
壓力測試  
情緒健康測試

### 血常規檢查

白血球  
紅血球  
血紅素  
血球容積  
平均血球容積  
平均紅血球血紅素量  
平均紅血球血紅素濃度  
紅血球大小分佈寬度

血小板  
白血球五項分類

### 心血管疾病血液檢查

三酸甘油酯  
總膽固醇  
高密度膽固醇  
低密度膽固醇  
心血管疾病血液檢查  
總及高密度膽固醇比例  
超低密度膽固醇  
乳酸脫氫酶

C反應蛋白  
心肌肌酸磷酸化酶  
同半胱氨酸酶  
載脂蛋白A1  
載脂蛋白B

### 甲狀腺功能篩檢

甲狀腺刺激素  
游離三碘甲狀腺素  
游離四碘甲狀腺素

### 尿液常規篩檢

外觀  
尿蛋白  
尿糖  
膽紅素  
尿酸原  
潛血  
酮體  
尿沉渣

亞硝酸鹽  
尿白血球  
比重  
酸鹼值

\* 資料來源：香港衛生署衛生防護中心，<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/25/57.html>；國健局衛生福利部國民健康署健康九九網站，<http://health99.hpa.gov.tw/TXT/HealthyHeadLineZone/HealthyHeadlineDetail.aspx?TopicNo=7487>；每日頭條，<https://kknews.cc/health/6956aa.html>



## 紮根香港 屢創第一

康健國際醫療集團有限公司（連同各附屬公司簡稱“本集團”）是香港最大、歷史最悠久的醫療集團之一。本集團於2008年從香港聯合交易所創業板轉到主板上市（股份編號：3886.HK），於香港垂直整合醫療產業鏈，亦是少有的外資醫療企業能在內地擁有並營運大型三甲醫院。隨著集團的快速成長，集團已將業務延伸至基礎及專科醫療、醫療服務管理、醫學診斷、體檢、醫學美容和企業諮詢及顧問等其他領域。

## 業務一體化 建構大健康產業

本集團會繼續維持在香港醫療行業的領導地位，並拓展中國內地的醫療市場，為內地醫療市場引入優質而專業的醫療及相關管理服務。本集團由傳統診所，已發展成綜合而生活化的醫療服務商，以垂直一體化的營運模式，結合醫院、醫療服務、醫學美容、移動醫療等服務，將業務及客戶連結起來，提高營運效率，實現大健康產業的發展理念。



**TBM** THE BEAUTY  
+ MEDICAL



康健國際健康管理中心  
Town Health International Health Management Centre  
(上市公司股票編號 3886 旗下品牌)

**THM**

聯絡我們：  
電子郵件：[info@eclifestyle.net](mailto:info@eclifestyle.net)

whatsapp: (852) 6213 0288  
WeChat: (852) 6213 0288